

cimatec.pe



SECTOR FARMACEUTICO

CATALOGO 2020



CIMATEC S.A.C.

Equipos, Materiales y Reactivos para Laboratorio

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Productos especializados de la más alta calidad para hacer que sus muestras resulten adecuadas para el análisis químico

MOLINOS

Modelo: GRINDOMIX GM 300

Marca: Retsch

El nuevo molino de cuchillas GRINDOMIX GM 300 es el instrumento ideal para la trititación y homogeneización de alimentos. Este aparato puede procesar de forma rápida y reproducible volúmenes de hasta 4,5 litros. Con sus cuatro cuchillas afiladas y robustas, además de un potente motor con un rendimiento máximo de 3 kW, es ideal para homogeneizar sustancias con un alto contenido de agua, aceite o grasa, así como para trititar productos secos, blandos, semiduros y fibrosos. El GRINDOMIX GM 300 satisface las exigencias especiales de los laboratorios y aplicaciones de análisis.



Retsch
Solutions in Milling & Sieving



evoqua
WATER TECHNOLOGIES

PURIFICADOR DE AGUA

Modelo: Ultra Clear® Touch Panel TWF EDI

Marca: Evoqua

Los sistemas Ultra Clear® de panel táctil de alimentación de agua del grifo incluyen desionización eléctrica. Los sistemas incluyen dos opciones para dispensar agua; uno en la parte frontal de la unidad y un dispensador flexible para usar en la estación de trabajo. Los sistemas entregan agua ultrapura de la más alta calidad, adecuada para todas las aplicaciones críticas de laboratorio.

CAMPANA EXTRACTORA

Modelo:

Marca: Group C4

Nuestras campanas extractoras son diseñadas, construidas y validadas bajo estándar de calidad ISO 9001 logrando cumplir incluso exceder en calidad las normas de seguridad OSHA y ASHRAE. El diseño y los materiales del equipo aseguran seguridad y protección total al usuario. Contamos además con el mayor número de opciones del mercado según la necesidad de nuestros clientes.



C4
CONTROL DE CONTAMINACION LTDA

EQUIPO PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRA

Gama de productos especializados, con la más alta calidad para obtener los análisis químicos correctos

LIOFILIZADOR

Modelo: Lyovapor™ L-300

Marca: Buchi

Con Infinite-Technology™, el Lyovapor™ L-300 ofrece sublimación continua por primera vez con dos condensadores de trabajo alternativo y de limpieza automática a -105°C de agua o de solventes orgánicos. Además, Infinite-Control™ permite el control completo del proceso de todos los parámetros relevantes, también a través del dispositivo móvil.



ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS

Modelo: SPECORD 250 PLUS

Marca: Analytik Jena

Espectrofotómetro de doble haz con cinco anchos de hendidura variables y doble monocromador para reducir la luz parásita para la medición simultánea de la muestra y la señal de referencia, ideal para muestras con absorciones particularmente altas y un componente de luz parásita más alto.



analytikjena
An Endress+Hauser Company

EQUIPO PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRA

Gama de productos especializados, con la más alta calidad para obtener los análisis químicos correctos



SH SCHMIDT
HAENSCH

REFRACTÓMETRO

Modelo: ATR-BR

Marca: Schmidt Haensch

El nuevo ATR-BR es un refractómetro de ángulo crítico para la medición de medios líquidos de baja a alta viscosidad, e independiente de la opacidad y el color. Los instrumentos ATR están disponibles en una variedad de configuraciones para control de calidad de laboratorio y producción. 4 escalas especiales, una de ellas programada como escala Brix por la fábrica, permiten diversas aplicaciones en producción y laboratorio. Todas las funciones también pueden controlarse a través de la PC utilizando el programa de control remoto.

POLARÍMETRO

Modelo: UniPol 2020

Marca: Schmidt Haensch

La resolución de Unipol 2020 está en total conformidad con la Farmacopea Europea y Americana. Los datos de conformidad GLP / GMP se pueden transferir a la impresora o PC. Además de 1 interfaz paralela y 2 interfaces seriales, estos polarímetros están equipados con una interfaz PS2 para conectar un lector de código de barras o teclado. Todo el rango de medición de $\pm 360^\circ$ se divide en varios rangos de medición que pueden seleccionarse fácilmente mediante el menú.



SH SCHMIDT
HAENSCH

CONTROL DE CALIDAD

Disponemos de una combinación de productos especializados de la más alta calidad

NIR ONLINE

Modelo: ProxiMate™

Marca: Buchi

ProxiMate es un instrumento NIR para la línea de producción robusto, compacto y fácil de utilizar, dirigido a la industria alimentaria y de los piensos. Reduce las interrupciones en la producción y proporciona un control rápido de la calidad de las muestras por lotes. La intuitiva interfaz de usuario hace que cualquier persona pueda manejarlo y la gran variedad de paquetes de precalibración hace que sea adecuado para todas las aplicaciones.



NIR

Modelo: NIRFlex N-500

Marca: Buchi

El espectrofotómetro N-500 FT-NIR ofrece resultados de análisis confiables para aplicaciones de control de calidad e investigación y desarrollo en el sector farmacéutico, químico, de las bebidas y los piensos. NIRFlex N-500 ofrece una gran variedad de celdas de medición y accesorios para obtener mayor rendimiento.

