

cimatec.pe



SECTOR PESQUERO

CATALOGO 2020



CIMATEC S.A.C.

Equipos, Materiales y Reactivos para Laboratorio

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA

Productos especializados de la más alta calidad para hacer que sus muestras resulten adecuadas para el análisis químico

MOLINO CUCHILLA

Modelo: GRINDOMIX GM 300

Marca: Retsch

El nuevo molino de cuchillas GRINDOMIX GM 300 es el instrumento ideal para la trituración y homogeneización de alimentos. Este aparato puede procesar de forma rápida y reproducible volúmenes de hasta 4,5 litros. Con sus cuatro cuchillas afiladas y robustas, además de un potente motor con un rendimiento máximo de 3 kW, es ideal para homogeneizar sustancias con un alto contenido de agua, aceite o grasa, así como para triturar productos secos, blandos, semiduros y fibrosos.



Retsch
Solutions in Milling & Sieving

MUFLAS

Modelo: KLS 05/11

Marca: TherConcept

La mufla KLS 05/11 posee una capacidad de 5 L de volumen y es capaz de llevar la totalidad de su interior a una temperatura uniforme de 1100 °C de manera silenciosa, ello gracias al interior cerámico y a los elementos calefactores en tubos de soporte cerámicos, montados delante del aislamiento para la radiación de calor libre. Además, la carcasa exterior se mantiene a baja temperatura gracias a la tecnología de aislamiento de fibra cerámica de alta calidad de la carcasa de doble pared con ventilación trasera.



THERM CONCEPT
powered by innovation

CAMPANA EXTRACTORA

Marca: C4 Control de Contaminación

Nuestras campanas extractoras son diseñadas, construidas y validadas bajo estándar de calidad ISO 9001 logrando cumplir incluso exceder en calidad las normas de seguridad OSHA y ASHRAE. El diseño y los materiales del equipo aseguran seguridad y protección total al usuario. Contamos además con el mayor número de opciones del mercado según la necesidad de nuestros clientes.



C4
C4 CONTROL DE CONTAMINACIÓN LTDA

EQUIPO PARA EL ANÁLISIS DE MUESTRA

Gama de productos especializados, con la más alta calidad para obtener los análisis químicos correctos

ABSORCIÓN

Modelo: **contrAA 800**

Marca: **Analytik Jena**

El **contrAA 800** conecta lo mejor de dos mundos, presentando la alta rentabilidad y robustez de la espectrometría de absorción atómica clásica (AAS) junto con la flexibilidad y el rendimiento de la muestra de las técnicas de ICP. Máxima precisión, procesos rápidos y alta facilidad de uso, todo combinado para un nuevo nivel de eficiencia AAS.



analytikjena
An Endress+Hauser Company

CONTROL DE CALIDAD

Disponemos de una combinación de productos especializados de la más alta calidad

BALANZA DE HUMEDAD

Modelo: Mb27

Marca: Ohaus

El nuevo analizador de humedad MB27 de OHAUS combina alta calidad y durabilidad en un diseño elegante y compacto. El MB27 ofrece resultados confiables y precisos para gran variedad de aplicaciones de análisis de humedad. Con una precisión de 0,01% 0,001g, el analizador de humedad MB27 es adecuado para la mayoría de las aplicaciones. La calefacción halógena y la doble calibración del peso-temperatura proporcionan resultados rápidos y fiables. Además, posee un diseño de botón táctil intuitivo para una fácil operación.



REFRACTÓMETRO

Modelo: VARIREF

Marca: Schmidt Haensch

VariRef tiene la bien establecida zona de muestras de muestras Schmidt + Haensch. Su forma plana es ideal para facilitar la limpieza. Cuando se trata de materiales difíciles de limpiar o peligrosos, le ofrecemos una versión especial cubierta para garantizar una vida útil larga y adecuada del producto. La fuente de luz LED y las capacidades de autocomprobación para la limpieza, los efectos de la temperatura ambiente, la calibración y más dan como resultado una vida del producto prácticamente libre de mantenimiento.

REFRACTÓMETRO EN LÍNEA

Modelo: IPR COMPACT

Marca: Schmidt Haensch

Refractómetro compacto en línea iPR Compact con tiempo de respuesta muy corto para medición continua y control de proceso en tiempo real con una salida de datos analógica. Se caracteriza por una dimensión y peso minimizados y tiene una excelente relación precio-rendimiento.

El iPR Compact permite el índice de refracción en línea, en tiempo real, Brix o medición de concentración para monitorear y controlar la concentración de sólidos disueltos en solución o líquidos en proceso. El cabezal de medición compacto está disponible en dos versiones (aluminio y acero inoxidable) con diferentes rangos de temperatura de proceso.



CONTROL DE CALIDAD

Disponemos de una combinación de productos especializados de la más alta calidad

NIR ONLINE

Modelo: ProxiMate™

Marca: Buchi

ProxiMate es un instrumento NIR para la línea de producción robusto, compacto y fácil de utilizar, dirigido a la industria alimentaria y de los piensos. Reduce las interrupciones en la producción y proporciona un control rápido de la calidad de las muestras por lotes. La intuitiva interfaz de usuario hace que cualquier persona pueda manejarlo y la gran variedad de paquetes de precalibración hace que sea adecuado para todas las aplicaciones.



NIR

Modelo: NIRFlex N-500

Marca: Buchi

El espectrofotómetro N-500 FT-NIR ofrece resultados de análisis confiables para aplicaciones de control de calidad e investigación y desarrollo en el sector farmacéutico, químico, de las bebidas y los piensos. NIRFlex N-500 ofrece una gran variedad de celdas de medición y accesorios para obtener mayor rendimiento.

