

TUBOS DE ENSAYO Y TUBOS PARA CULTIVOS DURAN®



DWK LIFE SCIENCES
DURAN WHEATON KIMBLE

TUBOS DE ENSAYO Y TUBOS PARA CULTIVOS DURAN®

Los tubos de ensayo son materiales de vidrio cilíndricos y universales, de fondo redondo, que se utilizan, entre otras labores, en reacciones químicas, ensayos preliminares o para el almacenamiento de pequeñas cantidades de líquidos.

Los tubos para cultivos con rosca DIN y tapas roscadas se utilizan para cultivos de medios líquidos y para el almacenamiento bajo condiciones estériles.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Tubos de ensayo **DURAN®**

- Calentamiento de pequeñas cantidades
- Ensayos preliminares
- Almacenamiento y transporte de pequeñas cantidades de líquido

Tubos para cultivos **DURAN®**

- Crecimiento de microorganismos
- Almacenamiento y transporte de pequeñas cantidades de líquidos, así como de cultivos estériles
- Para el trabajo con cultivos celulares bajo las condiciones estériles en cabinas de bioseguridad y campanas de aire limpio
- Cultivo, almacenamiento y transporte de microorganismos

CARACTERÍSTICAS

Tubos de ensayo **DURAN®**

- Fabricado en vidrio borosilicato 3.3
- De pared gruesa y, por lo tanto, presenta una resistencia mecánica especialmente elevada
- Con fondo redondo
- Disponible con reborde o con borde recto
- Impresión vitrificada de permanente durabilidad en color blanco

Culture Tubes **DURAN®**

- Fabricado en vidrio borosilicato 3.3
- Con rosca DIN y tapa roscada en PBT para un cierre hermético
- Alta hermeticidad gracias a la junta de silicona revestida de PTFE



INFORMACIÓN DE PEDIDO

TUBOS DE ENSAYO DURAN® CON REBORDE O CON BORDE RECTO

D x H (mm)	Capacidad (mL)	Unidades por embalaje	Cód. artículo con reborde	Cód. artículo con borde recto
8 x 70	2	100	26 130 01 05	26 131 01 06
10 x 75	4	100	26 130 03 02	26 131 03 03
10 x 100	5	100	26 130 06 02	26 131 06 03
12 x 75	6	100	26 130 08 08	26 131 08 09
12 x 100	8	100	26 130 11 01	26 131 11 02
13 x 100	9	100	26 130 12 04	26 131 12 05
14 x 130	16	100	26 130 13 07	26 131 13 08
16 x 130	17	100	26 130 16 07	26 131 16 08
16 x 160	21	100	26 130 21 06	26 131 21 07
18 x 180	32	100	26 130 23 03	26 131 23 04
20 x 150	34	100	26 130 26 03	26 131 26 04
20 x 180	40	100	26 130 28 09	26 131 28 01
25 x 150	55	50	26 130 33 08	26 131 33 09
25 x 200	70	50	26 130 36 08	26 131 36 09
30 x 200	100	50	26 130 38 05	26 131 38 06



TUBOS PARA CULTIVOS DURAN® CON ROSCA DIN Y TAPA ROSCADA EN PBT

D x H (mm)	Capacidad (mL)	Rosca (GL)	Unidades por embalaje	Cód. artículo
12 x 100	6	14	50	26 135 11 55
13 x 100	9	14	50	26 135 12 58
16 x 160	20	18	50	26 135 21 51
16 x 150	20	18	50	26 135 22 54
18 x 180	30	18	50	26 135 23 57
20 x 150	34	18	50	26 135 24 51



Puede adquirir estos productos a través de su distribuidor especializado en material de laboratorio.



Excellence in your hands

Contact us at [DWK.com](https://www.dwk.com)

© 2022 DWK Life Sciences • The trademarks used are owned by DWK Life Sciences GmbH, DWK Life Sciences LLC or DWK Life Sciences Ltd.